



VITA VIONIC® BOND

Kit 2 ml Bond I, 1 ml Bond II, 3 x Microbrush



Artikelnr.: 131186
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.12 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 80 mm
Länge: 110 mm

€ 36,55

Zzgl. MwSt.

Kit 2 ml Bond I, 1 ml Bond II, 3 x Microbrush

VITA VIONIC® BOND

- Ist ein selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem auf MMA-Basis
- Hat eine dünnflüssige Konsistenz für präzises Applizieren auf den Klebeflächen
- Bildet für einen sicheren Verbund eine reaktive Grenzschicht an den Klebeflächen

Vorteile

- Effiziente, adhäsive Befestigung der Prothesenzähne ohne aufwendiges Heiß-/Kaltpolymerisationsverfahren
- Präzises, spaltfreies Fixieren der Zähne in der Kavität mittels dünnfließendem, selbsthärtendem Befestigungssystem
- Sicherer Verbund von Prothesenzähnen zur Basis durch werkstoffspezifisch abgestimmte Befestigungslösung