



## Introcan® Certo

Packung 50 Stück Certo, G14 2.2 x 50 mm, orange



Artikelnr.: 131480  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.374 kg  
Höhe: 120 mm  
Breite: 140 mm  
Länge: 160 mm

**€ 69,71**

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kanülen Certo, G14 2.2 x 50 mm, orange

Venenverweilkanüle ohne Zuspritzport, ohne Fixierflügel.

- Kunststoffkatheter aus Polyurethan
- Griffdesign für Einhandpunktionstechnik
- Exzellente Punktioneigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit Backcut-Schliffkonfiguration
- Im Kapillar vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Hochtransparente Blutkammer
- Hydrophober Blutfängerstopfen
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latex-frei
- PVC-frei