



IPS e.max® ZirCAD MT

Stück Ø 98,5 mm H 14 mm, BL MT



Artikelnr.: 131547
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.43 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 148 mm
Länge: 153 mm

€ 100,30

Zzgl. MwSt.

Stück Disk Ø 98,5 mm H 14 mm, BL MT

IPS e.max® ZirCAD MT (medium translucency) ist der Kreative im Portfolio. Dank der optimierten Rohstoffmischung verbindet der Werkstoff eine gute mechanische Belastbarkeit (850 MPa²) mit überzeugender Ästhetik. Die verschiedenen Verarbeitungsoptionen ermöglichen eine hohe Flexibilität. Das A–D-Farbkonzzept ist auf die effiziente Herstellung von ästhetischen monolithischen oder geschichteten Restaurationen ausgelegt. Die A–D-Colouring- und die Effect-Farben-Liquids ermöglichen vor dem Sintern ein Höchstmass an individueller Gestaltung. *IPS e.max® ZirCAD MT* ist als Scheibe mit Ø 98.5 mm erhältlich.

Anwendungsgebiete:

- Vollanatomische Kronen
- Vollanatomische, 3-gliedrige Brücken
- Implantatgetragene Supra-Konstruktionen