



PrograMill Base

Stück



Artikelnr.: 131774
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.5 kg

€ 4.902,00

Zzgl. MwSt.

Stück PrograMill Base

PrograMill Base vereint die Funktionalität eines ästhetischen Möbelstücks mit einem leistungsstarken Absaug- und Kühlmittelsystem. Sie bietet die optimale Basis für die PrograMill-Fräsmaschinen PM3, PM5 und PM7 – und das im modernen PrograMill-Design. Das PrograMill Base-Set besteht mit einem leistungsstarken, geräuscharmen Absaug- und Kühlmittelsystem, integriert in eine kompakte, modulare Bauweise. In Verbindung mit den verschiedenen Filterstufen der integrierten Absauganlage PrograMill Suction Unit werden die Schadstoffpartikel entsprechend ihrer Partikelgröße optimal gefiltert.