



# Harvard UltraFill Flow

Spritze 3 g A2



Artikelnr.: 131924  
Hersteller: Harvard Dental Internaton  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 161 mm

**€ 45,07**

Zzgl. MwSt.

## Spritze 3 g A2

*Harvard UltraFill Flow* ist ein Ultra glänzendes, opaleszentes, fließfähiges High Performance Composite für anteriore und posteriore Restaurationen. *Harvard UltraFill Flow* bietet leichte Polierbarkeit und dauerhaft anhaltenden Hochglanz. Das *Harvard UltraFill Flow* ist thixotrop und besitzt eine optimal fließfähige Konsistenz. *Harvard UltraFill Flow* bietet brillante Farben mit sehr leichter Farbanpassung („Chamäleon-Effekt“) sowie einer zahnartigen natürlichen Opaleszenz. Ein hoher Abrasionswiderstand, eine reduzierte Polymerisationsschrumpfung und optimale physikalische Eigenschaften runden dieses angenehm leicht zu verarbeitende flowable Composite ab. *Harvard UltraFill Flow* ist erhältlich in 2 x 1 ml Spritzen sowie als 20 x 0.25 g ComforTip mit beweglichen Tip-Rüssel.