



Provi Temp K

Packung 5 ml Spritze A2, 5 Mischer braun 4:1



Artikelnr.: 132031
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.053 kg
Höhe: 27 mm
Breite: 55 mm
Länge: 144 mm

€ 33,32

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Spritze A2, 5 Mischer braun 4:1

Kunststoffmaterial auf Basis multifunktionaler Acrylate zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken. *Provi Temp K* hat ausgeprägte transluzente Eigenschaften und steht in verschiedenen Farbabstufungen zur Verfügung. Durch die direkte Applikation aus der Kartusche oder Minispritze ist eine sparsame, blasenfreie Verarbeitung möglich. Dosieren und Mischen entfallen. *Provi Temp K* ist durch seine exzellenten physikalischen Eigenschaften extrem bruchfest und abrasionsfest. Die Herstellung kann extraoral oder auch intraoral erfolgen, denn durch die geringe Wärmeentwicklung wird der Patient nicht belastet. Das fertiggestellte Provisorium ist mit den üblichen Mitteln polierbar und reparierbar.