



## Algi-Press

Packung 380 ml Doppelkartusche, Mintgrün, Minzgeschmack, 10 Mischer 5:1, 1 Fixationsring

---



Artikelnr.: 132036  
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon  
Gewicht: 0.797 kg  
Höhe: 76 mm  
Breite: 108 mm  
Länge: 219 mm

**€ 59,36**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 380 ml Doppelkartusche, Mintgrün, Minzgeschmack, 10 Mischer gelb 5:1, 1 Fixationsring

Alginate-Ersatz für Situationsabformungen und mehr.

Die hervorragenden Eigenschaften der A-Silikone, hohe Dimensionsstabilität, starke Zeichnungsschärfe, gutes Rückstellvermögen wurden kombiniert mit den Vorteilen der Alginat, kurze Mundverweildauer, starke Hydrophilie, angenehmer Geschmack sowie die leichte Entnahme des Abdrucks.

*Algi-Press* ist geeignet für:

Situationsabformungen / Gegenkieferabformungen / zur Erstellung von Provisorien / zur Schienenerstellung / kieferorthopädischen Arbeiten.

Die Handhabung ist dank der 380 ml Kartusche extrem einfach und sauber. Die Mischung erfolgt nicht per Hand, sondern automatisch, staubfrei und schnell im Sympress (Renfert) oder anderen Mischgeräten. Die Dosierung ist immer exakt und homogen. *Algi-Press* garantiert sicheres und effizientes Arbeiten im Praxisalltag.