



Bisico Green Algin Pa 450g

Beutel 453 g green



Artikelnr.: 132037

Hersteller: Bielefelder Dentsilicon

Gewicht: 0.479 kg

Höhe: 170 mm

Breite: 60 mm

Länge: 115 mm

€ 19,67

Zzgl. MwSt.

Beutel 453 g green

Green Algin ist ein schnell härtendes Präzisions-Alginat mit einer hohen Zeichnungsschärfe und Elastizität. Abbrücke lassen sich ohne Verformung leicht aus dem Mund entnehmen. Es ist staubfrei, bleifrei und cadmiumfrei und hat eine sahnige Konsistenz. Ein angenehmer Minzgeschmack und die schnelle Aushärtung im Mund sind angenehm für den Patienten.