



## Best Etch

Packung 25 ml Spritze, Zubehör



Artikelnr.: 132043

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.148 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 103 mm

Länge: 218 mm

**€ 62,72**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 25 ml Spritze, 50 Applikationstips blau, 8 x 3 ml Nachfüllspritze, 8 Adapter

*Best Etch* ist ein Ätzgel mit ausgezeichneter Thixotropie, basierend auf 37 %-iger Phosphorsäure. Die beiliegenden Appli-Tips ermöglichen einfaches und sicheres Auftragen auf genau jene Stellen, auf denen der Ätzvorgang vorgesehen ist. Die blaue Einfärbung erleichtert die gezielte Applikation auf Schmelz und Dentin.