



Softbase

Packung 2 x 5 ml Glanzversiegelung



Artikelnr.: 132047
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 81 mm
Länge: 130 mm

€ 52,82

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 5 ml Glanzversiegelung

Permanent weichbleibendes Prothesenunterfütterungsmaterial *Softbase* zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Langzeitstabilität aus. Der beiliegende Softbase-Haftvermittler erzielt eine herausragende, dauerhafte Verbindung zwischen der Prothesenbasis und dem Unterfütterungsmaterial. *Softbase* wird direkt aus der Kartusche angewendet und ist mit Prothesenmaterialien auf PMMA- oder auf PEMA-Basis verträglich. Die Unterfütterung einer Prothese kann intraoral oder extraoral erfolgen. Die beiliegende Softbase-Glanzversiegelung verleiht der Unterfütterung eine hochglänzende Oberfläche, die der Patienten als besonders angenehm empfindet.