



ZirTec K802L

Packung 5 Stück 2 x blau, FG, Figur 494 rund mit konischem Ansatz lang, 10 mm, ISO 021



Artikelnr.: 132284
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 4 mm
Breite: 49 mm
Länge: 92 mm

€ 25,20

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten 2 x blau, FG, Figur 494 rund mit konischem Ansatz lang, Kopflänge: 10 mm, ISO 021

K-Diamantbohrer zur Trepanation von Vollkeramik-Zirkon-Restaurationen. Der ZirTec-Diamantbohrer vereinfacht die Herstellung eines geradlinigen Zugangs zum Wurzelkanal und zur Erstellung eines trichterförmigen Zugangs zur Pulpakammer.

- Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl 200.000 U/min.