



# Steri-Indikator Steam-Sensor S

Packung 200 Stück



Artikelnr.: 132366  
Hersteller: Stericop GmbH & Co. KG  
Gewicht: 0.107 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 80 mm

**€ 24,74**

Zzgl. MwSt.

## Packung 200 Sensoren

Indikatorsystem nach DIN EN ISO 11140-1 Typ 5 zur Überwachung der Sterilisationszyklen N und S (z.B. Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav, Schnellprogramme). Mit dem Steam Sensor S bieten Stericop ein Indikatorsystem für „nasse“ Sterilisationszyklen an (Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav und Schnellprogramme).

Den SteamSensor S zur Beladung in die Sterilisationskammer legen. Den Sterilisationszyklus starten. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus den SteamSensor S herausnehmen und auf Farbumschlag prüfen. Ein Farbumschlag von blau nach pink zeigt einen erfolgreichen Sterilisationszyklus an.