




Diamantscheibe 378

Stück blau Standard, HP, Figur 378, 0,35 mm, ISO 450



Artikelnr.: 132463
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 41,02

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe blau Standard, HP, Figur 378, 0,35 mm, ISO 450

Trennscheibe mit beidseitiger Diamant-Vollbelegung zum Separieren und Trennen von Press-Muffeln. Eine spezielle Segmentierung verhindert eine Verklemmen oder Einhängen der Scheibe.

- Max. Drehzahl 10.000 U/min.
- Modellherstellung