



Flexio Adapter für Cavitron Handstücke

Stück



Artikelnr.: 132496

Hersteller: IC Medical System GmbH

Gewicht: 0.25 kg

Höhe: 205 mm

Breite: 205 mm

Länge: 205 mm

€ 163,04

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter

Der Cavitron Adapter ist einer unserer Komponenten auf den Injektionsschienen des HD 450 Injection PRO und der HYG-Serie für die Reinigung von Hohlkörperinstrumenten. Als Adapter für Cavitron-Handstücke mit 16 Millimeter-Durchmesser lassen sich diese sehr einfach darauf fixieren. Wir haben ihn grundsätzlich kompatibel für den Einsatz in anderen Thermodesinfektoren entwickelt. Voraussetzung dafür ist eine Injektionsschiene sowie unsere Gewindekopplung M8x1 als Zwischenstück.