



White Tiger W879

Packung 3 Stück blau Standard, FG, Figur 290 Torpedo zylindrisch, 10 mm, ISO 014



Artikelnr.: 132757
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 49 mm
Länge: 85 mm

€ 23,04

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten blau Standard, FG, Figur 290 Torpedo zylindrisch, Kopflänge: 10 mm, ISO 014

Die Natur-Diamanten der *White-TIGER* Diamantinstrumente sind durch ein patentiertes LLD – Herstellungsverfahren mehrschichtig und dauerhaft auf dem rostfreien Schaft gebunden. Die hohe Qualität dieser Diamant-Instrumente bietet dem Anwender viele Vorteile gegenüber dem Arbeiten mit Standard - Diamantinstrumenten und führt zu optimalsten Ergebnissen bei allen Präparationen. Durch das patentierte LLD - Bonding sowie die mehrschichtige Diamantierung ergibt sich ein schnellerer Abtransport der Schleifsubstanz (hohe Schleifleistung) und damit auch ein kühles Schleifen (atraumatische Präparation). Durch den raschen Abtransport der Schleifsubstanz wird ein optimaler, vibrationsfreier Rundlauf der *White-TIGER* Instrumente erreicht (glattes Schliffbild). Durch das patentierte LLD-Bonding können die Diamantkörner nicht mehr herausgelöst werden. Dadurch erhöht sich die Standzeit der *White-TIGER* Diamantinstrumente um ein Mehrfaches. Bei Standard-Diamant-Instrumenten lösen sich die Diamantkörner frühzeitig aus der Bindung, was nur eine kurze Standzeit der Instrumente ergibt.

Anwendung: In der restaurativen und ästhetischen Zahnheilkunde bei:

- Kronenstumpfpräparation
- Kavitätenpräparation
- Keramik- und Kunststoffverblendtechnik
- Feinbearbeitung von Kompositen
- White-TIGER Formen - 29 Diamant-Instrumente (Formen)

Korngrößen

- Blauer Ring - Standard M - 107-126 ?m
- Schwarzer Ring - Supergrob SG - 181 ?m
- Grüner Ring - Grob G - 151 ?m
- Roter Ring - Fein F - 40 ?m