

## Varios Combi Pro Prophy Kit

Kit Prophy-Handstück T1074, Handstückschlauch, Pulverkammer

---



Artikelnr.: 132998

Hersteller: NSK Europe GmbH

Gewicht: 1.283 kg

Höhe: 160 mm

Breite: 183 mm

Länge: 233 mm

**€ 759,36**

Zzgl. MwSt.

---

**Kit** Prophy-Handstück T1074, Prophy-Handstückschlauch, Prophy-Pulverkammer

Das Kombinations-Prophylaxegerät aus dem Hause NSK. *Varios Combi Pro* vereint die für die Prophylaxe unerlässlichen Ultraschall- und Pulverstrahlfunktionen in einer kompakten, schicken Einheit und überzeugt mit vielen einzigartigen Eigenschaften wie zum Beispiel der Auto-Select-Funktion (Handstückerkennung und automatische Aktivierung des passenden Modus) und der kompletten Trennung der pulverführenden Kanäle vom Steuergerät.

Die Ultraschall-Funktion des *Varios Combi Pro* basiert auf der bewährten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback-System steht immer die erforderliche Leistung an der Aufsatzspitze zur Verfügung - ganz egal, ob eine kraftvolle Zahnsteinentfernung oder eine sensible Parodontalbehandlung durchgeführt wird. Das besonders schlanke und federleichte Ultraschall-Handstück mit LED-Licht bietet dabei stets guten Zugang und überragende Sicht.