



Hinrisil® Speed

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B, gelb



Artikelnr.: 13320
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 2.139 kg
Höhe: 213 mm
Breite: 91 mm
Länge: 144 mm

€ 55,70

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B, gelb

Additionsvernetzendes Dubliersilikon.

Hinrisil® Speed ist ein additionsvernetzendes und schnell ausvulkanisierbares Dubliersilikon für die Klebeband- und Küvettentechnik. *Hinrisil® Speed* ist nach 10 Minuten entformbar und auch für den Einsatz mit Dosierautomaten geeignet.