



Hinrisil® Speed

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B, gelb



Artikelnr.: 13320

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 2.139 kg

Höhe: 213 mm

Breite: 91 mm

Länge: 144 mm

€ 55,70

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B, gelb

Additionsvernetzendes Dubliersilikon.

Hinrisil® Speed ist ein additionsvernetzendes und schnell ausvulkanisierbares Dubliersilikon für die Klebeband- und Küvettentechnik. *Hinrisil® Speed* ist nach 10 Minuten entformbar und auch für den Einsatz mit Dosierautomaten geeignet.