



## temp:ex

Flasche 250 ml



Artikelnr.: 133316  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 0.365 kg  
Höhe: 173 mm  
Breite: 52 mm  
Länge: 94 mm

**€ 21,17**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 250 ml temp:ex

temp:ex ist ein Lösungsmittel für dentale Temporärzemente auf Zinkoxidbasis.

- Einsparung von Arbeitszeit durch eine deutliche Reduzierung der manuellen Arbeitsschritte.
- Vermeidung von Beschädigungen der Restauration durch Instrumente bei manuellen Arbeitsschritten.
- Geprüfte Verträglichkeit bei gängigen Dentalmaterialien.
- Bis zu 50 % schneller durch Einsatz von temp:ex im SYMPRO Prothesenreinigungsgerät
- Optimierung des Workflows durch Chairside-Anwendung
- Wirtschaftlicher Einsatz durch Flasche mit Dosierhilfe