



## Gracey Küretten Colori

Stück Figur 13-14, COLORI-Silikon Griff orange



Artikelnr.: 133767  
Hersteller: Carl Martin GmbH  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 230 mm

**€ 35,82**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Kürette Figur 13-14, COLORI-Silikon Griff orange, OK + UK

COLORI-Silikon-Griff.

- Hochwertiges, thermostabiles Spezialsilikon
- Weiche, angenehme Oberfläche
- Griffwellen sorgen für einen sicheren Halt
- Geringes Gewicht
- Hochwertiger Innenkern aus rostfreiem Edelstahl. Präzise gefertigt auf computergesteuerten (CNC) Maschinen
- Optimale Abdichtung durch das Silikon mittels einer Rille beim Übergang von der Spitzenhülse zum Metallkern
- Die Rändelung im Metallkern verhindert ein Verdrehen des Silikons
- Geeignet für Thermodesinfektion und Autoklav
- 6 Farben stehen zur Auswahl