



Niederlande WL-dry

Karton 4 x 300 ml Flasche



Artikelnr.: 133838
Hersteller: Alpro Medical GmbH
Gewicht: 1.8 kg
Höhe: 195 mm
Breite: 125 mm
Länge: 125 mm

€ 120,92

Zzgl. MwSt.

Karton 4 x 300 ml Flasche

Medizinisch hochreines Treibmittel zur schnellen Trocknung von Hohlkörperinstrumenten wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücken nach der Anwendung von WL-clean/WL-cid. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Vertrieb in den Niederlanden bestimmt.