



WL-clean

Einführungsset 500 ml Sprühdose WL-clean, 300 ml Sprühdose WL-dry



Artikelnr.: 133841

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 1.1 kg

Höhe: 253 mm

Breite: 92 mm

Länge: 129 mm

€ 38,46

Zzgl. MwSt.

Einführungsset 500 ml Sprühdose WL-clean, 300 ml Sprühdose WL-dry

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht proteinfixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope. WL-clean ist komplexierend, emulgierend und nicht proteinfixierend. Geprüfte im Praxistest mit Prüfanschmutzung nach DIN ISO/TS 15883-5.