



## WL-cid

Starter Set 500 ml Sprühdose WL-cid, 300 ml Sprühdose WL-dry



Artikelnr.: 133843  
Hersteller: Alpro Medical GmbH  
Gewicht: 1.05 kg  
Höhe: 253 mm  
Breite: 91 mm  
Länge: 128 mm

**€ 39,68**

Zzgl. MwSt.

**Starter Set** 500 ml Sprühdose WL-cid, 300 ml Sprühdose WL-dry

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion (Innen- und Außenflächen) von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke nach der nicht proteinfixierenden Vorreinigung mit WL-clean. Aldehyd- und phenolfrei. Wirkt bakterizid, mykobakterizid (Mycobacterium terrae und Mycobacterium avium), fungizid, viruzid nach EN 14476 und EN 16777 gegen unbehüllte Polio-, Adeno-, Nori- und Polyomaviren (SV 40), sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza. Wirkstofflösung ist VAH/DGHM zertifiziert.