



Niederlande WL-cid

Starter Set



Artikelnr.: 133844

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 1.05 kg

Höhe: 250 mm

Breite: 90 mm

Länge: 130 mm

€ 54,33

Zzgl. MwSt.

Starter Set 500 ml Sprühdose WL-cid, 300 ml Sprühdose WL-dry

Universelle, gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionslösung zur Innendesinfektion zahnärztlicher Hohlkörperinstrumente, wie z. B. von Turbinen, Hand- und Winkelstücken, nach der nicht proteinfixierenden Vorreinigung mit WL-clean.

Wirkt bakterizid inklusive TBC und MRSA, levurozid und viruzid (low level) nach DVV Leitlinie 2012 behüllte Viren HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza (H1N1, H5N1). Testung mit BVDV, Vaccinia, Adeno, murines Norovirus + Praxistext (Phase 3) in Kombination mit WL-clean mit MS2-Phagen (Surrogat für Polio- und Noroviren). Bitte Verfahrensanweisung beachten. Die Wirkstofflösung ist VAH/DGHM zertifiziert. Die Herstellerfreigaben können bei ALPRO MEDICAL, St. Georgen angefordert werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Vertrieb in den Niederlanden bestimmt.