



Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C166

Packung 3 Stück HP, Figur 409, 10 mm, ISO 021



Artikelnr.: 13538

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 71 mm

Länge: 80 mm

€ 40,09

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 409, Kopflänge: 10 mm, ISO 021

Knochenfräser nach Lindemann.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.