



Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C162A

Packung 3 Stück HP, Figur 408, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 13539
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 41,59

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 408, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

Chirurgische Lindemannfräser mit einer Umdrehung von max. 3.000. In der schonenden Kreuzverzahnung im extralangen Winkelstückenschaft (34 mm) und Handstückenschaft (44 mm). Verzahnung mit hoher Schneidleistung für vibrationsarme Behandlung.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl Schaft FG XL (316) & FG XXL (317) - 160.000 U/min.