



RelyX™ Unicem

Packung 20 Aplicap Kapseln A1



Artikelnr.: 13782

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.264 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 125 mm

Länge: 196 mm

€ 132,68

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Aplicap Kapseln A1

Der 3M™ RelyX™ Unicem Selbstadhäsive Komposit-Befestigungszement im 3M™ Aplicap™ System.

- Höchste Neutralisierung (pH-Wert) nach 24 Stunden
 - Hervorragende Haftung an verschiedenen Materialien
 - Verarbeitungszeit (inkl. Mischen): 2:00 Min.
 - Lichthärtung: einflächig, von okklusal 0:20 Min., jede weitere Fläche zusätzlich 0:20 Min.
 - Selbsthärtung (ab Mischbeginn): Polymerisationsbeginn: 2:00 Min.
 - Polymerisationsende: 5:00 Min.
 - Polymerisationsende: RelyX™ Unicem Aplicap 5:00 Min.
-
- Inlays, Onlays, Kronen und Brücken (Vollkeramik, Komposit, Metall) Wurzelstifte
 - Zwei- oder dreigliedrige Maryland-Brücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben)
 - Dreigliedrige Inlay- / Onlaybrücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben)
 - Vollkeramik-, Komposit- und Metall-Restaurationen auf Implantat-Abutments