



## Dubliform

Kanister 2,9 kg transparent orange

---



Artikelnr.: 13794

Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG

Gewicht: 3.12 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 110 mm

Länge: 150 mm

**€ 102,58**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Kanister** 2,9 kg transparent orange

Langbewährtes Qualitäts-Dubliergel mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schneller Einsatz durch Wasserzusatz. Gebrauchsfertig nach Ersterhitzung. Mischverhältnis: 1 Liter Gel : 1 Liter Wasser ergibt 5,4 kg gebrauchsfertiges Dubliergel.

Anwendungsbereich

- Modellgusstechnik
- Kunststoffgießtechnik