



# Honigum Pro Mono

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips

---



Artikelnr.: 14446

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.285 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 59 mm

Länge: 104 mm

**€ 51,30**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips

Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikonem.

- Präzision in nur einem Schritt
- Leichte und sichere Entnahme
- Gute Hydrophilie
- Zeichnungsscharfe Darstellung der Präparationsgrenze
- Sehr hohe Reißfestigkeit