



GREEN&CLEAN AD

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 14616

Hersteller: Metasys Medizintechnik

Gewicht: 5.204 kg

Höhe: 250 mm

Breite: 156 mm

Länge: 197 mm

€ 57,26

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und nachhaltigen Tauchdesinfektion aller prothetischen Arbeiten, von getragenen Zahnersatz und zahnmedizinischen Abformungen.

Besonderheiten:

- Kurze Einwirkzeit
- Formstabilitätsgutachten (Institut Fresenius)
- Verwendbar für Alginate, Silikone, Polyether und Abformlöffel
- Keine Beeinflussung der Oberflächenqualität und des Dimensionsverhaltens der Abformmaterialien
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Hohe Materialfreundlichkeit
- Formaldehyd- und phenolfrei
- Standzeit: 7 Tage
- CE 0044
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (z. B. HBV/HIV/HCV, HSV-I), bakterizid, fungizid (*C. albicans*), tuberkulozid: in 5 min.