



Nitril® 3000

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, S



Artikelnr.: 14645
Hersteller: Meditrade GmbH
Gewicht: 0.377 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 245 mm
Länge: 302 mm

€ 3,02

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, S

Nitril® 3000 - Der weiße Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh - die beständige zweite Haut.

Der *Nitril® 3000* ist ein latexfreier Einmalhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Das Material ist nicht nur sehr beständig, sondern passt sich der Hand bereits nach kürzester Zeit wie eine zweite Haut an und garantiert somit ermüdungsfreies Arbeiten. Die Polymerinnenbeschichtung ermöglicht ein müheloses Anziehen.

- Untersuchungshandschuh Farbe weiß aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- Puder-, protein- und latexfrei
- Mikrogeraut
- Elastisch und reißfest
- Beidhändig passend, mit Rollrand
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Anwendung:

Medizinischer Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen). Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Ideal für empfindliche Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).