



Silagum Medium

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips



Artikelnr.: 14705

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.252 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 61 mm

Länge: 107 mm

€ 42,62

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Mittelviskoses Abformmaterial auf A-Silikonbasis. Für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Unterfütterungs- und Funktionsabformungen, Druckstellenermittlung.

- Ausgezeichnetes Anfließverhalten
- Gute Standfestigkeit
- In zwei Versionen erhältlich: normal- und schnellhärtend