



Silagum Mono

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips



Artikelnr.: 14707

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.243 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 61 mm

Länge: 107 mm

€ 42,62

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips

Monophasen-Abformmaterial auf A-Silikonbasis. Für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen und Funktionsabformungen.

- Aufzeichnung feiner Details aufgrund des ausgezeichneten Fließverhaltens
- Einfache und präzise Direktapplikation durch Intraoral-Tips
- Standfest im Löffel und auf der Präparation
- Leichtes Minzaroma im Tubenmaterial