



# Aluminiumoxyd

Kanister 4,5 kg weiß, 44 - 74 µm, Körnung 50

---



Artikelnr.: 14735

Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 4.717 kg

Höhe: 236 mm

Breite: 119 mm

Länge: 159 mm

**€ 46,75**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Kanister 4,5 kg weiß, 44 - 74 µm, Körnung 50**

Hartes, kantiges, verschleißfestes Korn für intensive, schnelle Reinigung. Zum Entfernen von Einbettmasse in Umlauf-Strahlgeräten. Zur Oberflächenkonditionierung bei Metalloberflächen. 99,6 % Aluminiumoxid (Edelkorund) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.