



Erkoflex

Stück 125 x 125 mm, 2farbig



Artikelnr.: 14748

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.065 kg

Höhe: 50 mm

Breite: 150 mm

Länge: 150 mm

€ 14,39

Zzgl. MwSt.

Stück Tiefziehfolie 125 x 125 mm, 2farbig

Erkoflex ist ein flexibles Material mit hoher Elastizität und Formbeständigkeit. *Erkoflex* kann durch Hitze miteinander verbunden werden. Härte ca. 82 Shore A. Zur Herstellung von Sportmundschutz, Bracketübertragungsschienen, Positionern, SchulmodellDublierung und sonstige weiche Schienen.