



## EVEFLEX Pins

Packung 10 Stück unmontiert, blau sehr grob, Figur Stift, 3 x 23 mm

---



Artikelnr.: 14895  
Hersteller: EVE Ernst Vetter GmbH  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 150 mm

**€ 7,21**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 10 Polierer unmontiert, blau sehr grob, Figur Stift, 3 x 23 mm

Kauflächenpolierer in fein abgestuften Körnungen zur Politur von Edelmetallen, Nichtedelmetallen und Chrom-Kobalt-Legierungen. Optimal geeignet für schwer zugängliche Stellen. Die 2 mm dünnen Pins sind z. B. besonders gut geeignet für die Politur von Fissuren.

- Für die Politur schwer zugänglicher Stellen
- Anwendung im passenden Mandrell
- Verschiedene Körnungen, Durchmesser und Bindungen
- Gold, Edelmetall, NEM-Legierungen
- braun mittel - Bindung extra hart
- blau sehr grob - Bindung hart
- schwarz grob - Bindung mittel
- rot mittel - Bindung weich
- grün fein - Bindung sehr weich
- Drehzahl min. 7.000 - 15.000 U/min., max. 25.000 U/min.