



Exatec S Titan-Stifte Gr.3 Pa 10

Test Kit Größe 2



Artikelnr.: 15117
Hersteller: E. Hahnenkratt GmbH
Gewicht: 0.144 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 212 mm
Länge: 212 mm

€ 38,88

Zzgl. MwSt.

Test Kit Größe 2, 1 Kanalerweiterer, 1 Pilotbohrer, 1 Kalibrierbohrer, 1 Meßschablone, 1 Schraubendreher universal, 3 Exatec-S Titan-Stifte

Exatec-S, Stifte mit selbstschneidendem Gewinde.