



## Aplicap™ Aktivator/Applier

Kombipackung 1 Aktivator, 1 Applier



Artikelnr.: 15208

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.487 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 73 mm

Länge: 190 mm

**€ 106,06**

*Zzgl. MwSt.*

### Kombipackung 1 Aktivator, 1 Applier

Das 3M™ Aplicap™ Aktivator/Applikator Kombi-Pack zum einfachen Aktivieren und Applizieren der 3M™ Aplicap™ Kapseln. Einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und Qualität dank des 3M™ Aplicap™ Systems. Einfache Aktivierung des Pulvers und der Flüssigkeit, um die Aplicap-Kapsel zum Mischen vorzubereiten.