



Diamanten 898

Packung 2 Stück blau mittel, RA, Figur 161 Nadel konisch spitz, 7 mm, ISO 037



Artikelnr.: 15392

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 27,19

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Diamanten blau mittel, RA, Figur 161 Nadel konisch spitz, Kopflänge: 7 mm, ISO 037

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung, Separierer
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 021 - 210.000 U/min., ISO 023 - 190.000 U/min.,
- Drehzahl RA ISO 037 - 120.000 U/min.