



Suavel® Antifluid

Box 50 Stück blau, mit Band



Artikelnr.: 15550
Hersteller: Meditrade GmbH
Gewicht: 0.575 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 208 mm
Länge: 310 mm

€ 34,89

Zzgl. MwSt.

Box 50 OP-Masken blau, mit Band

Suavel® Antifluid - Die OP-Maske für hochinfektiöse Situationen mit Schutzvisier.

Die *Suavel® Antifluid* ist eine 4-lagige OP-Maske zum Binden nach EN 14683 Typ II R mit höchstem Infektionsschutz durch integriertes Visier. Dieses Visier und eine zusätzliche vierte Lage aus einem flüssigkeitsbrechenden Polyethylen-Netz schützt Mund, Nase und auch Augen vor Infektionen durch Körperflüssigkeiten. Die Innenlage besteht aus einem Spezialmaterial auf Basis in der Natur vorkommender Materialien, die das Einatmen von Fusseln und das Verstopfen von Hautporen wirksam verhindern und gleichzeitig eine Reizung der Haut praktisch ausschließen. Außenlage, Polyethylen-Netz, Bakterienfilter und Innenlage ergeben in ihrer Kombination aus hochleichten und trotzdem stabilen Materialien eine sehr hohe Atemdurchlässigkeit, die durch einen der besten Delta-P-Messwerte am Markt belegt wird. Die Innenlage wird durch den Antistatic-Effekt vom Mundbereich weitgehend ferngehalten.

Anwendung

Ideal für hochinfektiöse Situationen bei Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP sowie Stationsbereich.

Auch bei längerem Einsatz hoher Tragekomfort gewährleistet.