



alphasil® PERFECT TEC A 85

Dose 900 ml



Artikelnr.: 15609

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 1.922 kg

Höhe: 138 mm

Breite: 128 mm

Länge: 130 mm

€ 15,76

Zzgl. MwSt.

Dose 900 ml Knetmaterial

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte, Shore A 85, Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig, schnellabbindend. Z. B. geeignet für Vorwälle bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten, Fixationen etc. nicht abfärbend. Endhärte, Shore A 85, Farbe blau.