



VITA VM® CC Liquid

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 15621
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.211 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 53 mm
Länge: 53 mm

€ 62,56

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml

Füllstofffreies Kaltpolymerisat zur indirekten Herstellung von provisorischen Versorgung. VITA VM® CC ist das ideale Material zur indirekten Herstellung von provisorischen Versorgung und Reparaturen. VITA VM® CC ist Bestandteil des innovativen VITA VM® Farb- und Schichtkonzepts für Metallkeramik, Vollkeramik und Kunststoff. Sehr gutes Anmischverhalten und erstklassige Fließfähigkeit erleichtern die Verarbeitung. Durch die leichte Polierbarkeit und die homogene Materialstruktur sind Plaqueakkumulationen stark eingeschränkt. Die glatte Oberfläche des Provisoriums vermittelt dem Patienten ein angenehmes Gefühl und bietet einen hohen Tragekomfort. VITA VM® CC ist in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1 - D4 Farben erhältlich.