




Durotip® Ligaturscheren

Stück BC294W, 145 mm



Artikelnr.: 15686
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 83 mm
Länge: 238 mm

€ 205,11

Zzgl. MwSt.

Stück Schere BC294W, 145 mm

Wellenschliff. Durotip - Scheren mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden.

- 3 Jahre Garantie
- Hervorragende Schnitthaltigkeit
- Lange Lebensdauer
- Vergoldete Ringe