



Edelkorund

Kanister 5 kg 110 µm



Artikelnr.: 15884

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 5.18 kg

Höhe: 230 mm

Breite: 122 mm

Länge: 157 mm

€ 24,08

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 kg 110 ?m

Zum Abstrahlen in Strahlgeräten für alle Legierungen. ERNST HINRICHS *Edelkorund* erzeugt keine Silikose und entspricht den Vorschriften der Arbeitsschutzbehörden. Die scharfkantige Kornform und die enorme Härte garantieren höchste Strahlleistung.