



Diamanten 807

Packung 5 Stück blau mittel, HP, Figur 225, umgek. Kegel, Kante scharf, 5 mm, ISO 018



Artikelnr.: 16036
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 21,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, HP, Figur 225, umgekehrter Kegel, Kante scharf, Kopflänge: 5 mm, ISO 018

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 018-025 - 50.000 U/min.