



## Kehlkopfspiegel

Stück Griff für Kehlkopfspiegel, Edelstahl zum Aufschrauben

---



Artikelnr.: 16088

Hersteller: E. Hahnenkratt GmbH

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 47 mm

Länge: 75 mm

**€ 6,84**

*Zzgl. MwSt.*

---

Stück Griff für Kehlkopfspiegel, Edelstahl zum Aufschrauben

- Hohe Reflexion und beste Bildqualität
- Exakt scharfes Spiegelbild
- Absolute Resistenz gegenüber Desinfektion und Sterilisation
- Beste Korrosionsfestigkeit