



StarGloss

Packung 6 Stück grau, RA, Figur 243 Spitze, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 16172
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 89 mm
Länge: 120 mm

€ 25,18

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer grau, RA, Figur 243 Spitze, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

3 - Stufen Diamant - Poliersystem für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen - Restaurationen. Polierer mit Naturdiamantkorn zum Finieren, Polieren und zur Hochglanz - Politur von Keramik - Oberflächen. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.

- 1. Stufe = blau: Finieren, für schnellen Materialabtrag
- 2. Stufe = pink: Polieren, zur Oberflächenglättung
- 3. Stufe = grau: Hochglanz - Politur, ohne Polierpaste
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min.