



# UTS 3D - Universal Transferbogen System

Stück Register-Gelenk



Artikelnr.: 16236

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.205 kg

**€ 336,63**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Register-Gelenk

Das Übertragungssystem eignet sich für die Schädelgelenkbezogene Modellübertragung der Kiefermodelle in Artikulatoren. Besonderheiten und Nutzen. Mit dem neuen 3D Registriergelenk können die Registrierdaten mit nur einer Knebelschraube im Handumdrehen innerhalb von Sekunden fixiert werden. Durch die verstellbare Nasenstütze kann der UTS 3D beim Patienten universell sowohl nach der Camperschen Ebene (CE) als auch nach der Frankfurter Horizontalen (FH) angelegt werden. Durch das Nasenpolster wird auch der Tragekomfort für den Patienten wesentlich erhöht. Mittels der höhenverstellbaren Ohrpelotten können mit dem Transferbogen auch koordinationsbezogene Modellübertragungen durchgeführt werden. Seitenarme aus Kohlefaser verringern das Gewicht des Grundbogens und erhöhen somit den Tragekomfort während der Registrierung für den Patienten. Der *UTS 3D Transferbogen* eignet sich für die schädel-gelenkbezogene Modellübertragung vom Patienten in den Artikulator. Das neue 3D Registriergelenk erlaubt die schnelle und bequeme Fixierung der Registrierdaten mit nur einer Knebelschraube und macht die Registrierung für den Anwender und den Patienten noch komfortabler.