

Prophy-Mate neo

Stück Handstück mit Schnellkupplung, 60° Düse



Artikelnr.: 16424
Hersteller: NSK Europe GmbH
Gewicht: 0.106 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 68 mm
Länge: 150 mm

€ 232,94

Zzgl. MwSt.

Stück Prophy-Mate neo Handstück mit Schnellkupplung, 60° Düse

Das Pulverstrahlinstrument für die supragingivale Anwendung *Prophy-Mate neo* kombiniert Form und Funktionalität für einfachere Anwendung. Durch hervorragende Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte Pulverkammer ist das *Prophy-Mate neo* bequem zu halten, während sich die Original-NSK-Handstückkupplung selbst bei hohem Luftdruck frei um 360° drehen lässt. Die mühelose, unkomplizierte Inbetriebnahme verkürzt den Zeitaufwand für die Entfernung von Plaque und Verfärbungen.

Pulverkammer und Pulverkammerdeckel nicht in einem Thermodesinfektor reinigen. Autoklavierbar bis 135 °C.