



Hy-Drop

Packung 5 Ersatzmembrane



Artikelnr.: 16492
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 28 mm
Länge: 66 mm

€ 14,18

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Ersatzmembrane

Leichter Druck auf die aufbereitbare Membrane ausüben – und schon erhalten Sie die gewünschte Flüssigkeit in Tropfenform zur Anwendung bereit. Die ideale wirtschaftliche Dosierung, optimiert durch Einhand-Bedienung.